

BIBERONS, TÉTINES ET TETERELLES À USAGE UNIQUE ET MULTIPLE

M_3059

Equipez vos services de pédiatrie et de puériculture de dispositifs
bactériologiquement propres pour assurer l'alimentation des nourrissons.



Objet du marché

Vous avez besoin d'assurer l'alimentation des nourrissons avec des
dispositifs bactériologiquement propres ?

Bénéficiez avec ce marché de produits communément consommés dans le
domaine de la pédiatrie et de la puériculture : biberons, tétines et
téterelles.

Valeur ajoutée achat

Sécurité sanitaire optimale : les produits sont « bactériologiquement propres »,
réduisant le risque de contamination pour les prématurés et nourrissons.

Facilité d'approvisionnement : compatibilité avec les équipements existants
(biberons, tire-laits), évitant l'achat de dispositifs supplémentaires.

Simplification logistique : produits livrés en emballage individuel ou en vrac,
facilitant le stockage et la distribution au sein des services hospitaliers.

Points forts

- **Confort accru pour les nourrissons et les mères** : le système de protection
anti-retour sur les téterelles permet d'éviter tout reflux ou retour de lait,
offrant ainsi une meilleure sécurité pour les nourrissons en réduisant les
risques d'aspiration, en particulier pour les nouveaux-nés fragiles ou
prématurés fragiles ou prématurés.
- **Garantie de longévité et de performance** : la résistance des produits à des
températures allant de -20° à 70° assure leur durabilité même en cas de
stockage dans des conditions variables, augmentant ainsi leur fiabilité à
long terme.

Caractéristiques

4 ANS

Du 2 avril 2024
au 1^{er} avril 2028

Nature du contrat

Accord-cadre à bons de
commande sans minimum et
avec un montant maximum.



Marché disponible
en centrale d'achat

▪ **Modalité** : Achat

Titulaire



Descriptif des lots

- **Lot 1** : Gamme de produits « bactériologiquement propres » à usage unique pour l'alimentation des prématurés et nourrissons.

Titulaire : Beldico - n° de marché 249206

- Biberons entre 50 ml à 240 ml
- Possibilité de commander des biberons bouchés, avec différentes tétines : Préma, 1V, 3V.

- **Lot 2** : Gamme de tételles « bactériologiquement propres » à usages uniques et multiples.

Titulaire : Beldico - n° de marché 249206

- Gamme Medela, kitett, et murale

Caractéristiques des produits pour les deux lots :

- Usage unique
- Bactériologiquement propre (NAS 10-2 Gamma)
- Pas de vis universel
- Emballage individuel
- Sans BPA/BPS
- Sans Latex
- Sans Phtalates
- ISO 13485
- Durée de validité des produits : 5 ans
- Biberons nus, bouchons de pasteurisation, sucettes... disponibles en complément de gamme.

Quelques recommandations d'utilisation :

- Respecter les règles d'asepsie en vigueur en milieu hospitalier lors de l'utilisation des biberons et des tétines.
- Stocker les bouteilles remplies au réfrigérateur ou au congélateur immédiatement après remplissage, ou dans un délai maximal de 2 heures à température ambiante
- Les biberons remplis doivent obligatoirement être transportés, décongelés et stockés en position verticale afin d'éviter tout risque de fuite.

Des experts hospitaliers mobilisés

Les biberons, tétines et les tételles doivent garantir la sécurité du patient contre tous risques d'infections nosocomiales, de blessures (buccales, labiales...), de fausses routes ou de problèmes nutritionnels (pause respiratoire, désaturation) liés à un problème relevant de la fabrication du matériel, des emballages ou du dispositif en lui-même.

La sécurité des produits disponibles dans ce marché a été jugée et testée par un comité d'experts composé de médecins, de pharmaciens, de paramédicaux et d'acheteurs travaillant dans les secteurs de pédiatrie, néonatalogie, maternité, biberonnerie et lactarium au sein des Hospices Civils de Lyon.



Achat durable

- ✓ Produits recyclables.
- ✓ Pas de substance toxique relargué lors de l'incinération ou de leur dégradation.
- ✓ Politique privilégiant l'approvisionnement en circuit court.



Attractivité

- ✓ **Facilité d'utilisation pour le personnel médical** : les biberons et tételles ont été conçus pour être facilement manipulables, avec des caractéristiques telles que des rebords arrondis et un design intuitif. Cela facilite leur utilisation rapide par le personnel hospitalier, crucial dans un environnement où le temps et l'efficacité sont essentiels.

Vous pouvez aussi être intéressé par...

- [Equipements pour salles d'accouchement >>](#)
- [Environnement du patient >>](#)
- [Mobilier et équipements ambulatoires >>](#)

[Consultez l'ensemble des marchés UniHA >>](#)

Retrouvez toutes les informations dans l'espace documentaire UniHA sur votre espace adhérents